




WarmStart® LAMP Kit (DNA & RNA)



- 簡易一步法可擴增DNA或RNA反應。
- 可應用於qPCR, 濁度和膠體電泳等偵測方法。
- 採用恆溫65℃/30min擴增,不需經過變性過程,操作簡便。
- 試劑內含鎂離子,利用濁度偵測方法,可肉眼快速判斷反應結果。







Catalog #	Products	Kit Components
#E1700S/L (100/500)	WarmStart® LAMP Kit (DNA & RNA)	WarmStart LAMP 2X Master Mix, LAMP, Fluorescent Dye (50X)